



La bouteille mobile, intuitive  
et digitale





## Conçu pour vous



### Votre avis compte

Au-delà de l'observation de la façon dont vous utilisez nos produits, vos idées et vos attentes ont guidé le processus de création d'Oyan Smart™.



### Le numérique au cœur du produit

Nous croyons sincèrement que l'essence du numérique est de faciliter votre travail, en générant confiance, sécurité et efficacité dans votre engagement à prendre soin de tous.



# Une solution intelligente et connectée, au service des soignants



Une solution intelligente et connectée, pour une prise en charge optimale à chaque étape du parcours de soins.



## BE CONFIDENT

Une bouteille conçue pour répondre aux exigences de précision des soignants

Interface numérique avancée, design compact et intuitif pour une expérience rassurante et fiable

● **Accès direct aux informations clés sur le gaz** à tout moment, même en mode stockage

● **Administration intuitive du gaz en une seule étape**

● **Conception ergonomique et compacte** pour une manipulation aisée



## BE SAFE

Une bouteille conçue pour sécuriser le transfert du patient

Autonomie en oxygène en temps réel et système d'alerte précis pour une sécurité et une prise de décision optimales



● **Informations précises et essentielles mises à jour** tout au long du traitement

● **Surveillance de l'administration de gaz** grâce à un système d'alerte sensible au temps et au débit

● **Alertes sonores et visibles faciles d'utilisation** pour garantir la sécurité du patient et l'efficacité des soins

## BE EFFECTIVE

Une bouteille conçue pour rationaliser la gestion des stocks



Connectivité numérique pour une gestion simple et informée de l'approvisionnement mobile en gaz

● **Surveillance des stocks en temps réel** pour assurer une disponibilité continue sur le lieu de soins

● **Détection facile des bouteilles** à remplacer, permettant un gain de temps pour tous

● **Analyses de données** afin d'optimiser la répartition des stocks entre les services médicaux

## Caractéristiques du produit :

- Oxygénothérapie
- Vanne à simple manipulation
- Débit précis et stable
- Capuchon de protection avec poignée ergonomique
- Support de lit intégré
- Joint d'étanchéité inviolable
- Etiquette claire permettant une identification facile du gaz
- Corps en aluminium léger
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Compatible IRM 3 Tesla
- Marque CE selon la directive 93/42 EEC Dispositifs médicaux équipé de valve
- Interface numérique en position haute fournissant un affichage permanent de la contenance en oxygène de la bouteille
- Temps restant en oxygène quel que soit le débit sélectionné
- Alertes sonores et visuelles (contenance faible en oxygène, débit d'oxygène anormal)
- Bouton pour couper les alertes et afficher le temps restant lorsque la bouteille n'est pas utilisée
- Transmission de données Bluetooth Low Energy
- Disponible en B2 et B5 NF/DIN

## Caractéristiques techniques :

- **Pression :** 200 bar
- **Débit de sortie à 12 réglages :** 0 - 0.5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 15 L/min
- **Sortie basse pression :** Connecteur selon norme locale 3.6 à 5.5 bar  
Sortie débit,  $\geq 40$  L/min
- **Température de stockage et d'utilisation :** Pas plus de 50°C
- **Contrôle et maintenance :** Garanti par Air Liquide Healthcare



Full Circle Care

### **Dédié à la fourniture de soins de haute qualité.**

Depuis plus d'un siècle, Air Liquide se consacre à l'élaboration de produits et de solutions de gaz destinés à l'industrie et la santé. Notre approche innovante et nos normes rigoureuses dans le domaine de la santé font qu'aujourd'hui, les professionnels de la santé de 15 000 hôpitaux et cliniques dans 35 pays différents disposent des gaz médicaux nécessaires pour fournir des soins de haute qualité à leurs patients.

### **Combiner votre expérience avec notre expertise.**

Les professionnels de la santé ne sont pas seulement nos clients, mais aussi nos partenaires. Nous basons le développement de nos produits sur l'observation de leur utilisation sur le terrain, qu'il s'agisse d'infirmières dédiées aux soins des patients, d'équipes de secours sauvant une vie, ou de pharmaciens cherchant à fournir des options de traitement adaptées. Nous avons combiné vos commentaires et vos préoccupations avec des décennies d'expertise en matière de fabrication pour créer une gamme ergonomique de systèmes d'alimentation en gaz médicaux.

### **Aller de l'avant ensemble.**

Nous avons conçu notre nouvelle gamme de bouteilles Oyan parce que nous nous soucions des professionnels qui s'occupent des patients, en permettant une meilleure utilisation des gaz médicaux. Air Liquide Healthcare accompagne le développement et l'évolution des hôpitaux, ainsi que les pratiques quotidiennes des professionnels de santé.

#### **Contact**

AIR LIQUIDE MEDICAL S.A.  
Tel. +32 2 431 73 00  
sales.almbenlux@airliquide.com  
[www.airliquidehealthcare.be](http://www.airliquidehealthcare.be)



Air Liquide Healthcare is a world leader in medical gases, home healthcare, hygiene products and healthcare specialty ingredients. It aims to provide customers in the continuum of care from hospital to home with medical products, specialty ingredients and services that contribute to protecting vulnerable lives.