



Een slimme fles die in contact staat met zorgverleners





Ontworpen met u in gedachten



Uw inzichten zijn belangrijk

Naast het observeren van hoe u onze producten gebruikt, hebben uw inzichten en verwachtingen onze drijfveer gevormd om Oyan Smart™ te creëren.



Digitaal in de kern

Wij zijn ervan overtuigd dat de essentie van digitaal is om uw werk te vergemakkelijken, vertrouwen, veiligheid en effectiviteit te genereren in uw toewijding aan de zorg voor iedereen.



Intuïtieve, mobiele zuurstof- therapie, aangedreven door digitale technologie



Be confident



Be safe



Be effective

Intelligente oplossing tijdens het hele zorgtraject



BE CONFIDENT

Afgestemd op de behoeften van zorgverleners

Geavanceerde digitale interface en compact, intuïtief ontwerp

● **Directe toegang tot belangrijke gasinformatie,** altijd en overal, zelfs in de opslagmodus.

● **Intuïtieve gastoediening in één stap.**

● **Ergonomisch en compact ontwerp** voor eenvoudige hantering.



BE SAFE

Veilig patiëntentransport in elke fase

Nauwkeurige, real-time weergave van zuurstofautonomie en een alarmsysteem voor optimale veiligheid en besluitvorming

● **Nauwkeurige en essentiële informatie wordt continu bijgewerkt** tijdens de toediening.

● **Bewaking van de gastoediening,** ondersteund door een alarmsysteem dat reageert op tijd en debiet.

● **Gebruiksvriendelijke, zichtbare en hoorbare alarmsignalen** voor optimale veiligheid en efficiënte zorg.



BE EFFECTIVE

Gestroomlijnde voorraadbeheer voor iedereen



Digitale connectiviteit voor eenvoudig en geïnformeerd beheer van de mobiele gasvoorziening

● **Real-time voorraadbewaking** om continue beschikbaarheid op de zorglocatie te garanderen.

● **Eenvoudige detectie van te vervangen cilinders,** wat tijd bespaart voor iedereen.

● **Toegang tot data-analyse** om de toewijzing van voorraden over medische afdelingen te optimaliseren.

Productkenmerken:

- Medische zuurstof
- Enkele bedieningsklep
- Nauwkeurige & stabiele flow
- Beschermkap met ergonomische handgreep
- Geïntegreerde bedhanger
- Solide en stevige verzegeling
- Duidelijk label voor eenvoudige gasidentificatie
- Lichtgewicht aluminium behuizing
- Glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
- MRI-geschikt tot 3 Tesla
- CE-markering volgens Richtlijn 93/42 EEG Medische Hulpmiddelen (klep)
- Digitale interface aan de bovenzijde met permanente weergave van het zuurstofgehalte
- Resterende zuurstoftijdweergave ongeacht debiet
- Hoorbare en zichtbare alarmen (laag zuurstofgehalte, zuurstofstroomafwijking)
- Knop om alarmen te dempen en resterende tijd weer te geven bij niet-gebruik
- Bluetooth Low Energy-datatransmissie
- Verkrijgbaar in B2 en B5 NF/DIN

Technische kenmerken:

- **Cilinder druk:** 200 bar
- **Debietinstelling (12 instellingen):** 0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 15 L/min
- **Slangtule:** Aansluiting volgens lokale norm (3,6 tot 5,5 bar) -
Debiet \geq 40 L/min
- **Opslag- en gebruikstemperatuur:** Niet boven 50°
- **Controle & onderhoud:** Gewaarborgd door Air Liquide Healthcare



Full Circle Care

Toegewijd aan het leveren van hoogwaardige zorg

Al meer dan een eeuw is Air Liquide een pionier op het gebied van gasproducten en -oplossingen voor de industrie. Onze innovatieve aanpak en strenge normen in de gezondheidszorg zorgen ervoor dat medische professionals in 15.000 ziekenhuizen en klinieken in 35 landen vandaag de dag kunnen vertrouwen op onze medische gassen om hoogwaardige patiëntenzorg te leveren.

Uw ervaring gecombineerd met onze expertise

Zorgverleners zijn niet alleen onze klanten, maar ook onze partners. We ontwikkelen onze producten op basis van observaties in de praktijk, van verpleegkundigen die zich toewijden aan patiëntenzorg tot reddingsteams die levens redden en apothekers die op zoek zijn naar aangepaste behandelopties. We hebben uw inzichten en zorgen gecombineerd met tientallen jaren aan productie-expertise om een ergonomisch assortiment aan medische gasvoorzieningssystemen te creëren.

Samen vooruit

We hebben Oyan ontworpen omdat we geven om de professionals die voor patiënten zorgen. Door het betere gebruik van medische gassen mogelijk te maken, ondersteunt Air Liquide Healthcare de ontwikkeling en evolutie van ziekenhuizen, evenals de dagelijkse praktijk van zorgverleners.

Contact

AIR LIQUIDE MEDICAL S.A.
Tel. +32 2 431 73 00
sales.almbenelux@airliquide.com
www.airliquidehealthcare.be



Air Liquide Healthcare is a world leader in medical gases, home healthcare, hygiene products and healthcare specialty ingredients. It aims to provide customers in the continuum of care from hospital to home with medical products, specialty ingredients and services that contribute to protecting vulnerable lives.